

PRIEŠSTERILIZACINIS VALYMAS IR DEZINFEKCIJA



DS 50

2 886 €

Automatinė plovimo dezinfekavimo plovyklė
STEELCO. Italija



- Garų generatorius
- Dezinfekcinių skysčių dozavimo pompa
- Programų kiekis - 3
- Spausdintuvo pajungimo jungtis RS232
- Nerūdijančio plieno durelės
- Trijų pakopų vandens filtras
- LED monitorius
- Maitinimas 230V/50Hz
- Matmenys 500x565x535 mm.
- Kameros tūris 60 l
- Darbinis triukšmas 52 dB



Priedai įeinantys į kainą: C03; C04; C05; C28

DS 50 DRS

3 620 €

Automatinė plovimo dezinfekavimo plovyklė
su džiovinimu

DS 50 HDRS

4 685 €

Automatinė plovimo dezinfekavimo plovyklė
su džiovinimu ir su cheminių medžiagų
saugojimo spintele
STEELCO. Italija



- Garų generatorius
- Dezinfekcinių skysčių dozavimo pompa
- Programų kiekis - 40
- Spausdintuvo pajungimo jungtis RS232
- Stiklo durelės
- Trijų pakopų vandens filtras
- Spalvotas sensorinis LCD monitorius
- Orinis džiovinimas
- Maitinimas 230V/50Hz
- Matmenys:
DS 50 DRS - 560x575x535 mm.
DS 50 H DRS - 560x575x825 mm.
- Kameros tūris 60 l
- Darbinis triukšmas 52 dB

Priedai įeinantys į kainą: C03; C04; C06; C28

PAPILDOMI PRIEDAI Į KOMPLEKTACIJĄ

Vandens minkštinimo sistema

173 €

Papildoma dezinfekcinių skysčių pompa

168 €

Integruotas spausdintuvas

360 €

STEELCO. Italija



C05

71 €

C06

71 €

Pagrindinis krepšelis

STEELCO. Italija



C640

235 €

Pagrindinis krepšelis su 8 vietų antgalių laikikliais

STEELCO. Italija



C03

88 €

Vertikalus krepšelis veidrodėliams ir instrumentams

STEELCO. Italija



C04

36 €

Rėmelis 8 skyrių kas 40 mm.

STEELCO. Italija



C28

31 €

Skylėta dėžutė smulkiems instrumentams

STEELCO. Italija



Kainos nurodytos BE PVM